



GM---M048/--CXX

Patina pagliettabile per decapé e anticatura

Caratteristiche salienti del prodotto:

<ul style="list-style-type: none"> • Applicabile a spruzzo • Estrema semplicità di rimozione dell'eccesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapida essiccazione • Eccellente marcatura del poro negli effetti "décapé"
---	---

Versioni:

GM---M048/--C01	Nero	GM---M048/--C10	Ciliegio
GM---M048/--C02	Bianco	GM---M048/--C53	Bronzo
GM---M048/--C03	Rosso	GM---M048/--C47	Argento
GM---M048/--C04	Blu		
GM---M048/--C07	Giallo		
GM---M048/--C18	Noce Medio		
GM---M048/--C20	Noce Biondo		
GM---M048/--C23	Noce Scuro		
GM---M048/--C34	Testa di Moro		

Uso consigliato:	Idoneo per la realizzazione di effetti décapé e per l'anticatura di mobili e manufatti per interno.
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, e successiva asportazione dell'eccesso di prodotto a mezzo spugne abrasive
Preparazione del supporto:	Fondo poliuretano, acrilico, poliestere e all'acqua meglio se reticolato con YC---M408/-----. Accuratamente carteggiato con grana 320.

Caratteristiche Chimico-Fisiche delle singole versioni:

La serie GM---M048/----- è costituita da una serie di dispersioni di pigmenti in solventi e speciali resine organiche, ognuna delle quali avente caratteristiche chimico fisiche peculiari. La stabilità alla luce dei pigmenti utilizzati è ottima per interni..

Versione	Residuo Solido (%)	Peso Specifico (g/cm ³)	Diluizione a peso	Diluizione a volume
GM---M048/--C01 Nero	4,1±1	0,820±0,030	100%	100%
GM---M048/--C02 Bianco	22,0±1	0,920±0,030	20%	20%
GM---M048/--C03 Rosso	5,3±1	0,830±0,030	100%	100%
GM---M048/--C04 Blu	3,7±1	0,820±0,030	100%	100%
GM---M048/--C07 Giallo	4,1±1	0,820±0,030	100%	100%
GM---M048/--C18 Noce Medio	2,7±1	0,810±0,030	100%	100%
GM---M048/--C20 Noce Biondo	4,2±1	0,820±0,030	100%	100%
GM---M048/--C23 Noce Scuro	3,0±1	0,810±0,030	100%	100%
GM---M048/--C34 Testa di Moro	2,3±1	0,820±0,030	100%	100%
GM---M048/--C10 Ciliegio	4,0±1	0,820±0,030	100%	100%
GM---M048/--C53 Bronzo	6,3±1	0,860±0,030	-	-
GM---M048/--C47 Argento	4,4±1	0,850±0,030	-	-

Indicazioni generali sul ciclo:

Per diluire le patine GM---M048/----- possono essere utilizzati sia etanolo, sia DT---M070. La scelta del diluente influenza la friabilità della patina, e pertanto occorre tenerlo presente in funzione delle caratteristiche richieste dal ciclo adottato:

etanolo aumenta la friabilità della patina
DT---M070 diminuisce la friabilità

I due diluenti sono utilizzabili in miscela per ottenere la friabilità desiderata. Sono ammesse piccole quantità di diluente nitro DN---M020 (max 10% sulla miscela solventi) qualora si desideri ridurre al minimo la friabilità.

Le diluizioni riportate rappresentano un'indicazione che tiene presente della copertura media dei pigmenti. L'impiego delle patine ha finalità principalmente estetiche, per cui, è possibile aumentare anche sensibilmente le quantità di solvente per ottenere l'effetto desiderato.

Sovraverniciatura: assicurarsi	La serie GM---M048 può essere sovraverniciata con finiture poliuretaniche acriliche o nitro; nella scelta della finitura occorre della compatibilità fra la finitura stessa ed il fondo precedentemente applicato.
--	--

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza tranne il C53 e il C47 che hanno scadenza 12 mesi. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
--